

FICHE TECHNIQUE

Référence	048722
Désignation	Bouteille carrée 60 ml Wheaton



Description :

- ✓ En verre sodocalcique répondant aux normes USP type III
- ✓ Avec bouchon en polypropylène blanc et joint mousse polyéthylène facé PTFE
- ✓ Type de bouchon : 28-400 - à vis
- ✓ Volume : 60 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) 39 x 87 mm

Unité de vente :

48 Bouteilles carrées 60 ml Wheaton
