

FICHE TECHNIQUE

Référence	048730
Désignation	Bouteilles



Description :

- ✓ Bouteilles de stockage
- ✓ En verre clair
- ✓ A col large
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Répondant aux normes USP type III
- ✓ Livrées avec capuchon en polypropylène blanc et joint mousse polyéthylène facé PTFE
- ✓ Bouchon 89.400
- ✓ Volume 4000 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 157 x 256 mm

Unité de vente :

4 Bouteilles de stockage