

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	048764
<b>Désignation</b>	Bouteilles carrées stériles



### Description :

- ✓ En PET
- ✓ Pour milieux
- ✓ Offrent une bonne stabilité de pH
- ✓ Lèvre anti-goutte
- ✓ Légères
- ✓ Graduations permanentes moulées
- ✓ Gain de place
- ✓ Avec bouchon monté
- ✓ Stérilisation « E-beam »
- ✓ Livrées sur plateau avec plastique de protection
- ✓ 24 unités par plateaux
- ✓ Volume 125 ml
- ✓ Dimensions 53 x 53 x 99 mm

### Unité de vente :

48 Bouteilles carrées stériles

---