

FICHE TECHNIQUE

Référence	048810
Désignation	Cuve



Description :

- ✓ En verre
- ✓ Avec Couvercle
- ✓ Tailles de lames acceptées : 75 x 25 mm / 75 x 38 mm / 75 x 51 mm
- ✓ Dimensions int. (L x l x h) : 118 x 88 x 70 mm
- ✓ Portoir en verre avec anse pour 16 lames, 31 en diagonale ou 32 dos à dos
- ✓ Portoir en acier inox à poignée permanente amovible pour 30 lames

Unité de vente :

1 pièce
