

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	048849
<b>Désignation</b>	Bouteilles Boston



### Description :

- ✓ En verre Wheaton 800
- ✓ Répondent aux normes USP type I
- ✓ Capuchons en polypropylène blanc et joint mousse polyéthylène facé PTFE
- ✓ Volume : 60 ml
- ✓ Dimensions : 39 x 94 mm
- ✓ Col bouchon : 20-400

### Unité de vente :

24 Bouteilles

---