

FICHE TECHNIQUE

Référence	048903
Désignation	Cuve de coloration complète



Description :

- ✓ Pour 50 lames de tailles 75 x 25 mm ou 75 x 38 mm ou 75 x 51 mm
- ✓ Dimensions ext. (L x l x h) : 200 x 105 x 83 mm
- ✓ Dimensions int. (L x l x h) : 185 x 88 x 68 mm
- ✓ Rack en inox résistant à la plupart des solutions de colorations
- ✓ Poignée permanente amovible permettant la fermeture de la cuve, ainsi que des ajouts/retraits de lames facilités

Unité de vente :

1 pièce