

**Désignation**

- Jarre de coloration

**Référence**

- 048909

**Unité de vente**

1 Jarre



**Description**

Jarre de coloration avec couvercle PP blanc

**Caractéristiques techniques**

- Boîte pour 10 lames 75 x 25 mm
- Ouverture sur le haut pour une manipulation sans forceps
- Couvercle vissant en polypropylène réduisant les évaporations
- Base rectangulaire, dimensions internes 26 x 26 x 70 mm
- Contient environ 55 ml
- Autoclavable

