

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	048914
<b>Désignation</b>	Jarre



### Description :

- ✓ Jarre de coloration
- ✓ Pour 8 lames type Hellendahl 75 x 25 mm en position verticale ou 16 lames mises dos à dos
- ✓ Peut s'utiliser pour coloration ou chambre TLC de chromatographie
- ✓ Dimensions int (L x l x h) : 76 x 25 x 75 mm

### Unité de vente :

1 Jarre de coloration

---