


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	049313
<b>Désignation</b>	Papier ph 2,6-4,1



### Description :

- ✓ Teinte indicatrice et teinte témoin sur la même bandelette
- ✓ La lecture comparative se fait directement sur le papier lui-même, ce qui permet de contrôler très facilement le pH des solutions claires, colorées et opaques
- ✓ Plage de mesure pH 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1
- ✓ Boîtiers distributeurs de 200 bandelettes

### Unité de vente :

1 Boîte de 200 bandelettes