

FICHE TECHNIQUE

Référence	045095
Désignation	Barreau d'agitation



Description :

- ✓ Barreau d'agitation magnétique
- ✓ A bague pivot Spinbar
- ✓ Idéal pour les containers à fond incurvé
- ✓ En PTFE pur, agréé FDA
- ✓ La forme octogonale renforce l'effet d'agitation et de turbulence
- ✓ La bague-pivot soudée forme un axe éliminant les sources de frottement et maximisant l'efficacité de l'agitation
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions (l x Ø) : 64 x 10 mm

Unité de vente :

1 Barreau