

FICHE TECHNIQUE

Référence	049658
Désignation	Racks pour congélateur vertical avec tiroirs pour microplaques



Description :

- ✓ Racks de congélation verticale avec tiroirs pour microplaques
- ✓ Dimensions (Hauteur x profondeur x largeur) : 266 x 540 x 135 mm
- ✓ 12 tiroirs amovibles
- ✓ Capacité : 72 microplaques (12x6)
Hauteur maximum de microplaque : 18 mm
Dimensions jusqu'à : 138 x 88 mm
- ✓ Matière : acier inoxydable

Unité de vente :

1 Rack