

GLW - Objektträgerboxen

GLW - Slide Boxes

für Objektträger
for slides **76 x 26 x 1 mm**

tiefgefrierbar bis
freezable down to **-80 °C**

K05



für **5** Objektträger
for **5** slides

aus Polypropylen / made of polypropylene
Abmessungen / dimensions 86 x 44 x 23 mm

Bestell-Nr. Order No.	Farbe Colour
--------------------------	-----------------

K05	natur natural
-----	------------------

K30



für **30** Objektträger oder **5** Platten
for **30** slides or **5** plates 74 x 110 x 1 mm

aus Polypropylen / made of polypropylene
Abmessungen / dimensions 120 x 41 x 85 mm

Bestell-Nr. Order No.	Farbe Colour
--------------------------	-----------------

K30	natur natural
-----	------------------

K25..



für **25** Objektträger
for **25** slides

aus Polystyrol, mit Nummerierung im Boden
made of polystyrene, each slot is clearly numbered stapelbar
stackable
Abmessungen / dimensions 90 x 90 x 32 mm

nicht autoklavierbar / not autoclavable

Bestell-Nr. Order No.	Farbe Colour
--------------------------	-----------------

K25W	 weiß white
K25B	 blau blue
K25G	 grün green
K25R	 rot red
K25Y	 gelb yellow
K25V	 violett violet
K25O	 orange orange
K25T	 türkis turquoise
K25S	 schwarz black