


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	049732
<b>Désignation</b>	RACK BLEU 12 TUBES 50ML



### Description :

- ✓ En polypropylène renforcé
- ✓ Pour 12 tubes de 50ml avec diamètre allant jusqu'à 30mm.
- ✓ Autoclavable à 121 °C
- ✓ Congelables à -80 °C
- ✓ Rack 2 x 6
- ✓ Largeur : 88mm
- ✓ Longueur : 234mm
- ✓ Hauteur : 70mm
- ✓ Poids : 0.102kg
- ✓ Couleur : Bleu

### Unité de vente :

1 Rack

---