

tiefgefrierbar bis **-80 °C**
freezable down to

für Objektträger **76 x 26 x 1 mm**
for slides

für **50** Objektträger
for slides

aus Polystyrol, mit Nummerierung im Boden *made of polystyrene, each slot is clearly numbered* stapelbar *stackable*
 Abmessungen / *dimensions* 172 x 83 x 31 mm

nicht autoklavierbar / *not autoclavable*

Bestell-Nr.
Order No.

Farbe
Colour

K50W		weiß	<i>white</i>
K50B		blau	<i>blue</i>
K50G		grün	<i>green</i>
K50R		rot	<i>red</i>
K50Y		gelb	<i>yellow</i>
K50V		violett	<i>violet</i>
K50O		orange	<i>orange</i>
K50T		türkis	<i>turquoise</i>
K50S		schwarz	<i>black</i>



K50..

aus Polycarbonat, tiefgefrierbar bis **-150 °C**
made of polycarbonate, freezable down to
 autoklavierbar bis / *autoclavable up to* **+130 °C**

Bestell-Nr.
Order No.

Farbe
Colour

K51		transparent	<i>transparent</i>
-----	--	-------------	--------------------



K51

für **100** Objektträger
for slides


aus Polystyrol, mit Nummerierung im Boden *made of polystyrene, each slot is clearly numbered* stapelbar *stackable*
 Abmessungen / *dimensions* 172 x 172 x 31 mm

nicht autoklavierbar / *not autoclavable*

Bestell-Nr.
Order No.

Farbe
Colour

K99W		weiß	<i>white</i>
K99B		blau	<i>blue</i>
K99G		grün	<i>green</i>
K99R		rot	<i>red</i>
K99Y		gelb	<i>yellow</i>
K99S		schwarz	<i>black</i>



K99..