

Désignation

- Boîte congélation pp pour 81 cryotubes 1-2 ml coloris bleu avec impression

Référence

- 049743

Unité de vente : 1



Description

- Boîte de congélation en polypropylène pour 81 cryotubes 1 - 2 ml
- Coloris bleu
- En polypropylène
- Pour congélation de cryotubes jusqu'à -90 °C
- Autoclavables
- Couvercle transparent coiffant avec marquage alphanumérique
- Hauteur : 50 mm
- L x l : 130 x 130 mm (133 x 133 mm avec couvercle)

