

Désignation

- Boite congélation pour 81 pour cryotubes 1-2 ml coloris rouge

Référence

- 049746

Unité de vente : 1



Description

- Boite congélation pour 81 pour cryotubes 1-2 ml
- Coloris rouge
- Pour congélation de cryotubes jusqu'à -90 °C
- Couvercle transparent coiffant avec marquage alphanumérique
- Dimensions (L x l x hauteur) : 130 x 130 x 50 mm (133 x 133 mm avec couvercle)
- Matériau : polypropylène
- Autoclavable

