

## Désignation

- Boîte de congélation en polypropylène pour 81 cryotubes 5 ml coloris naturel

## Référence

- 049755

Unité de vente : 1



---

## Description

- Boîte de congélation pour 81 cryotubes 5 ml
- Coloris naturel
- En polypropylène
- Pour congélation de cryotubes jusqu'à -90 °C
- Autoclavables
- Couvercle transparent coiffant avec marquage alphanumérique
- L x l x h : 130 x 130 x 97 mm (133 x 133 mm avec couvercle)

