

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	049920
<b>Désignation</b>	DNA ExitusPlus 500 ml



### Description :

- ✓ Pour la décontamination des surfaces, des appareils, des plastiques et de la verrerie ainsi que des pipettes
- ✓ Appliquer le produit sur les surfaces à décontaminer ou plonger les récipients dans le produit décontaminant
- ✓ Mode d'emploi fourni avec le produit
- ✓ Conditionné en flacon vaporisateur

### Certificats :

- ✓ Décontamination en 10 minutes à 20°C ou plus
- ✓ A base de composés bio dégradables

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 500 ml

### Unité de vente :

1 Flacon vaporisateur 500 ml DNA ExitusPlus

---