

FICHE TECHNIQUE

Référence	049975
Désignation	Thermocycleur Labcyler SensoQuest



Description :

- ✓ Alliage or/argent du bloc chauffant pour une meilleure conduction de la chaleur
- ✓ Nouvelle ergonomie du thermobloc, optimisation de l'effet Peltier
- ✓ En cas de panne, diagnostic réalisable par internet
- ✓ Thermobloc interchangeable d'une seule main
- ✓ Silencieux : 60 db
- ✓ Garantie : 5 ans
- ✓ Programmation rapide et intuitive
- ✓ Conservation des échantillons après la PCR (4 - 8 °C)
- ✓ Contrôle et mises à jour disponibles par PC via la connexion RS 232
- ✓ Plus de 600 000 cycles et 680 programmes disponibles
- ✓ Couvercle automatique avec température (max. 98,0 °C) et pression (max. 120N) programmables
- ✓ Puissance couvercle : 200 W
- ✓ Dans le cas de l'option gradient, la différence de température entre les deux cotés du thermobloc peut varier jusqu'à ± 20 °C
- ✓ 48 puits pour microtubes 0,5 ml

Unité de vente :

1 Thermocycleur

DOMINIQUE DUTSCHER SAS