

Désignation

- Finnpipette F2 0.2-2 μ L micro

Référence

- 050600

Unité de vente : 1



Description

- Pipette monocanal à volume variable Finnpipe™ F2
- La pipette Thermo Scientific™ Finnpipe™ F2 au design élégant et robuste est idéale pour les applications très exigeantes où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Fabriquée avec des composants en PVDF résistants qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets nocifs des rayons UV. Entièrement autoclavable.
- Pointes compatibles : Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10
- Autoclavable
- Couleur : Rose
- Nombre de canaux : 1
- Volume : 0,2 à 2 μ l
- Incréments : 0,002 μ l
- Code couleur : Rose

