

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------------|
| Référence | 050606 |
| Désignation | Micropipette monocanal |



Description :

- ✓ Micropipette monocanal volume variable Finnpipette F2
- ✓ Ejecteur à commande assistée : réduit de 50% la pression d'éjection de la pointe et limite les projections de liquides
- ✓ Bouton poussoir double action pour éviter toute modification accidentelle du volume lors de la manipulation

Certificats :

- ✓ Entièrement autoclavable sans démontage
- ✓ Système breveté « Super Blow-out » : un volume d'air additionnel est soufflé pour augmenter la précision des microvolumes jusqu'à 50 µl
- ✓ Affichage « ergovision » : chiffres noirs sur fond blanc pour améliorer la visibilité
- ✓ Garantie 3 ans

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 – 100 µl
- ✓ Incrément : 0,2 µl
- ✓ Pointes adaptées : Flex 200, 250 univ., 300, 200 long.

Unité de vente :

1 Micropipette