

Désignation

- Finnpipette F2 0.5-5ml

Référence

- 050609

Unité de vente : 1



Description

- Pipette monocanal à volume variable Finnpipe™ F2
- La pipette Thermo Scientific™ Finnpipe™ F2 au design élégant et robuste est idéale pour les applications très exigeantes où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Fabriquée avec des composants en PVDF résistants qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets nocifs des rayons UV. Entièrement autoclavable.
- Pointes compatibles : Finntip 5 ml, filtre 5 ml
- Autoclavable
- Couleur : vert
- Nombre de canaux : 1
- Volume : 0.5-5 ml
- Incréments : 0,01 ml
- Code couleur : vert

