

Désignation

- Micropipette Finnpipette F2 monocanal volume variable 1 - 10 ml Thermo

Référence

- 050610

Unité de vente : 1



-
- Micropipette Finnpipette F2 monocanal volume variable 1 - 10 ml Thermo
 - Micropipettes légères et ergonomiques de grande précision et facilité de réglage
 - Système de mécanisme de réglage AVG : améliore la justesse, la répétabilité et la durée de vie de la Finnpipette
 - Isolation de la coque, évitant à la Finnpipette d'être affectée par la chaleur de la main
 - Forces de pipetage et d'éjection réduites (éjecteur de pointe assisté sur F1 et F2)
 - Affichage large et clair "Ergovisio"
 - Système "Blow out" assurant un pipetage très précis pour les micro-volumes
 - Entièrement autoclavable
 - Garantie : 3 ans
 - Volume : 1 - 10 ml
 - Couleur : Rouge
 - Canaux : 1
 - Pointe Finntip : 10 ml
 - Incrément : 0,02 ml

