

Désignation

- Finnpipette F2 8-channel 1-10 μ L Micro

Référence

- 050624

Unité de vente : 1



Description

- Pipettes multicanaux Finnpipette™ F2
- Garantit un niveau élevé d'exactitude et de précision. Les pipettes multicanaux Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 disposent d'un mécanisme de réglage du volume (AVG), mécanisme de réglage du volume modulaire et autonome optimisant les performances. Ces pipettes multicanaux sont disponibles en version 8, 12 et 16 canaux, ainsi que dans différentes plages de volumes. De plus, le système "Super Blow-Out" équipant les modèles inférieurs à 50 μ l assure un pipetage très précis des micro-volumes.
- Pointes compatibles : Finntip 10, Filtre 10, Flex 10, Filtre Flex 10
- Autoclavable
- Couleur : Rose
- Nombre de canaux 8
- Volume : 1 à 10 μ l
- Incréments 0,02 μ l
- Code couleur Rose

