

## Désignation

- Finnpipette F2 8-channel 5-50  $\mu$ L Micro

## Référence

- 050625

Unité de vente : 1



---

## Description

- Pipettes multicanaux Finnpipette™ F2
- Garantit un niveau élevé d'exactitude et de précision. Les pipettes multicanaux Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 disposent d'un mécanisme de réglage du volume (AVG), mécanisme de réglage du volume modulaire et autonome optimisant les performances. Ces pipettes multicanaux sont disponibles en version 8, 12 et 16 canaux, ainsi que dans différentes plages de volumes. De plus, le système "Super Blow-Out" équipant les modèles inférieurs à 50  $\mu$ l assure un pipetage très précis des micro-volumes.
- Pointes compatibles : Finntip 250, Filtre 100, Flex 200, Filtre Flex 100, Ext 200, Ext de filtre 100
- Autoclavable
- Nombre de canaux 8
- Volume : 5 à 50  $\mu$ l
- Incréments : 0,02  $\mu$ l
- Code couleur : Jaune

