

Désignation

- Micropipette Finnpipette F2 12 canaux
volume variable 5 - 50 µl Thermo

Référence

- 050629

Unité de vente : 1



- Micropipettes légères et ergonomiques de grande précision et facilité de réglage
- Système de mécanisme de réglage AVG : améliore la justesse, la répétabilité et la durée de vie de la Finnpipette
- Isolation de la coque, évitant à la Finnpipette d'être affectée par la chaleur de la main
- Forces de pipetage et d'éjection réduites (éjecteur de pointe assisté sur F1 et F2)
- Affichage large et clair "Ergovisio"
- Système "Blow out" assurant un pipetage très précis pour les micro-volumes
- Entièrement autoclavable
- Garantie : 3 ans
- Volume : 5 - 50 µl
- Couleur : Jaune
- Canaux : 12
- Pointe Finntip : Flex 200, 250 Univ.,
- Incrément : 0,1 µl

