

Désignation

- Finnpipette F2 12-channel 30-300 μ L

Référence

- 050631

Unité de vente : 1



Description

- Pipettes multicanaux Finnpipette™ F2
- Garantit un niveau élevé d'exactitude et de précision. Les pipettes multicanaux Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 disposent d'un mécanisme de réglage du volume (AVG), mécanisme de réglage du volume modulaire et autonome optimisant les performances. Ces pipettes multicanaux sont disponibles en version 8, 12 et 16 canaux, ainsi que dans différentes plages de volumes. De plus, le système "Super Blow-Out" équipant les modèles inférieurs à 50 μ l assure un pipetage très précis des micro-volumes.
- Pointes compatibles : Finntip 300, Filtre 300, Flex 300, Filtre Flex 300
- Autoclavable
- Nombre de canaux 12
- Volume : 30 à 300 μ l
- Incréments 1 μ L
- Code couleur : Orange

