

Désignation

- Finnpipette F2 16-channel 5-50 μ L

Référence

- 050633

Unité de vente : 1



Description

- Pipettes multicanaux Finnpipette™ F2
- Garantit un niveau élevé d'exactitude et de précision. Les pipettes multicanaux Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 disposent d'un mécanisme de réglage du volume (AVG), mécanisme de réglage du volume modulaire et autonome optimisant les performances. Ces pipettes multicanaux sont disponibles en version 8, 12 et 16 canaux, ainsi que dans différentes plages de volumes. De plus, le système "Super Blow-Out" équipant les modèles inférieurs à 50 μ l assure un pipetage très précis des micro-volumes.
- Pointes compatibles / Finntip 50, Filtre 50
- Autoclavable
- Nombre de canaux 16
- Gamme de produits Finnpipette™ F2
- Type Pipette
- Volume 5 à 50 μ l
- Incréments / 0,1 μ L
- Code couleur / Turquoise

