

Désignation

- Micropipette Finnpipette F1 monocanal volume variable 0,5 - 5 μ l Thermo

Référence

- 050636N

Unité de vente : 1



Description

- Grâce aux améliorations apportées aux pipettes à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, le réglage des volumes est désormais silencieux et sans effort, avec un bouton de réglage texturé offrant une prise plus ferme. Le repose-doigt orientable et la légèreté de la conception optimisent le confort sans sacrifier la performance.
- Pointes compatibles : Finntip 10 Micro, Filtre 10 Micro, Flex 10, Filtre Flex 10
- Couleur : Rose
- Nombre de canaux 1
- Volume : 0.5 à 5 μ l, micro
- Incréments : 0.01 μ l
- Code couleur : Rose
- Micropipette légère et ergonomique de grande précision et facilité de réglage
- Système de mécanisme de réglage AVG : améliore la justesse, la répétabilité et la durée de vie de la Finnpipette
- Isolation de la coque, évitant à la Finnpipette d'être affectée par la chaleur de la main
- Forces de pipetage et d'éjection réduites (éjecteur de pointe assisté)
- Affichage large et clair "Ergovisio"
- Système "Blow out" assurant un pipetage très précis pour les micro-volumes
- Repose doigt orientable à 120° pour une position de pipetage et d'éjection optimale et confortable
- Système verrouillable de réglage du volume
- Ajustement du volume souple et silencieux
- Garantie : 3 ans

