

FICHE TECHNIQUE

Référence	050662N
Désignation	Micropipette 8 canaux



Description :

- ✓ Micropipette multicanaux Finnpipette F1
- ✓ 8 canaux
- ✓ Repose-doigt orientable à 120° pour s'adapter aux gauchers comme aux droitiers
- ✓ Ejecteur à commande assistée : réduit de 50% la pression d'éjection de la pointe et limite les projections de liquides
- ✓ Ajustement du volume verrouillable

Certificats :

- ✓ Partie basse autoclavable
- ✓ Système breveté « Super Blow-out » : un volume d'air additionnel est soufflé pour augmenter la précision des microvolumes jusqu'à 50 µl
- ✓ Affichage « ergovision » : chiffres noirs sur fond blanc pour améliorer la visibilité
- ✓ Garantie 3 ans

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 – 100 µl
- ✓ Incrément : 0,2 µl
- ✓ Pointes adaptées : Flex 200, 250 univ., 200 long.

Unité de vente :

1 Micropipette