

## Désignation

- Pipettes monocanal à volume variable  
Finnpipette™ F2 5-50µl

## Référence

- 050695

Unité de vente : 1



---

## Description

- La pipette Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 au design élégant et robuste est idéale pour les applications très exigeantes où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Fabriquée avec des composants en PVDF résistants qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets nocifs des rayons UV. Entièrement autoclavable.
- Pointes compatibles : Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250
- Autoclavable
- Couleur : Jaune
- Nombre de canaux 1
- Volume : 5 à 50 µl
- Incréments : 0,1 µL
- Code couleur : Jaune

