

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	050730
<b>Désignation</b>	Pointe Finntip 30 µl



---

### Description :

- ✓ Pointe à filtre
- ✓ Stérile
- ✓ Parfaite pour les applications d'amplification par PCR et pour le pipetage des échantillons radioactifs, infectieux et émettant des aérosols
- ✓ En rack
- ✓ Certifications ISO 9001, ISO 14001 ISO 13485
- ✓ A utiliser avec les équipements Thermo Scientific Finnpipette
- ✓ Volume 30 µl
- ✓ Dimensions : 5,2 cm

### Unité de vente :

960 Pointes Finntip 30 µl

---