

Désignation

- Seringue 3ml aiguille 21g 1 1/2" 0,8 x 38mm

Référence

- 050868

Unité de vente : 100



Description

- Seringue avec aiguille
- Capacité : 3 ml
- Diamètre canule : 0.8 mm
- Longueur de la canule : 38 mm
- Des matériaux soigneusement sélectionnés - sans PVC ni latex de caoutchouc naturel - associés à un processus de production contrôlé permettent d'obtenir des produits d'excellente qualité et performants.
- Injection douce et parfaitement contrôlée pour une administration fiable du médicament.
- Le corps transparent permet de reconnaître facilement les bulles d'air. La pointe acérée facilite la pénétration de la peau. Le revêtement silicone permet une insertion en douceur.
- Code couleur ISO des aiguilles : identification rapide de la taille requise. Reconnaissance facile des bulles d'air ou des retours de flamme.

