

FICHE TECHNIQUE

Référence	051001
Désignation	Plaque Multiscreen PCR



Description :

- ✓ Plaque 96 puits
- ✓ Avec membranes d'ultrafiltration développée spécifiquement pour la purification des produits PCR
- ✓ Utilisée pour des applications telles que le séquençage, le génotypage, la préparation des microarrays ou encore les applications de clonage
- ✓ Son protocole de 10 minutes (chargement des puits, filtration sous vide, resuspension de l'ADN) ne fait intervenir ni lavage, ni solvants, ni sels et permet une récupération optimale des échantillons avec une pureté élevée

Unité de vente :

10 Plaques Multiscreen PCR