

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	051177
<b>Désignation</b>	Embouts de pipette



### Description :

Pour la concentration et la purification d'échantillons biologiques...

L'unité ZipTip est un embout de pipette de 10  $\mu$ l avec un lit de média chromatographique de 0,6  $\mu$ l environ fixé, à son extrémité. Il est idéal pour concentrer, dessaler et fractionner les échantillons de protéines, de peptides et d'oligonucléotides avant spectrométrie de masse, HPLC, électrophorèse capillaire et autres techniques d'analyse.

- ✓ Résine C18
- ✓ Dessalage et concentration de peptides, protéines ou oligonucléotides
- ✓ Fractionnement de mélanges complexes de protéines ou peptides

### Unité de vente :

1 Boite de 96 Embouts