

FICHE TECHNIQUE

Référence	051205
Désignation	Filtres Millex



Description :

- ✓ Membrane Express (PES) à faible adsorption protéique et à débit élevé
- ✓ Mouillabilité : hydrophile
- ✓ Corps du filtre : Acrylique
- ✓ Code couleur : Vert
- ✓ Taille des pores : 0,22 μ m
- ✓ Diamètre du filtre : 33 mm
- ✓ Hauteur : 26 mm
- ✓ Surface de filtration : 4,5 cm²
- ✓ Volume : 200 ml
- ✓ Raccord (entrée/sortie) : Luer-Lock femelle/Luer mâle à coulissement
- ✓ Pression d'entrée maximale : 10 bar
- ✓ Température d'utilisation maximale : 45°C
- ✓ Volume mort : < 0,1 ml

Unité de vente :

50 Filtres
