

Désignation

- Filtre MILLEX SV 5µm stérile

Référence

- 051214

Unité de vente : 50



Description

- Millex-SV
- Dimension de pores : 5,0 µm
- PVDF, 25 mm, stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Application Clarification des solutions aqueuses
- Milieux de culture Durapore®
- Stérilisation Oxyde d'éthylène
- Mouillabilité Hydrophile
- Informations physico-chimiques
- Dimension de pores : 5.0 µm
- Volume mort < 0.1 mL
- Dimensions : Hauteur : 25 mm - Diamètre : 2.5 cm
- Surface de filtration 3.9 cm²
- Volume : 100 mL
- Diamètre du filtre (∅) : 25 mm
- Matière : PVDF hydrophile
- Matériau du dispositif

