

FICHE TECHNIQUE

Référence	051217
Désignation	Filtre à seringue



Description :

- ✓ Non stériles
- ✓ Pour la filtration de produits chimiques, préparation d'échantillons CLHP
- ✓ Membrane Durapre (PVDF) à faible adsorption protéique pour la clarification de solutions aqueuses et faiblement organiques
- ✓ Corps de filtre HDPE
- ✓ Taille des pores 0,22 µm
- ✓ Volume maxi 1 ml
- ✓ Entrée/Sortie LL/LT
- ✓ Type Millex-GV
- ✓ Ø 4 mm

Unité de vente :

100 Filtres à seringue