

**FICHE TECHNIQUE**

**REFERENCE :**

**051230**

**Filtres à seringue ClearLine®**

**Caractéristiques :**

- Sous blister individuel
- Corps en polypropylène



<b>Membrane</b>	PES
<b>Diamètre (mm)</b>	33 mm
<b>Porosité (µm)</b>	0,45 µm
<b>Cône</b>	Luer
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Volume mort (ml)</b>	< 0,1 ml
<b>Volume max. (ml)</b>	200 ml
<b>Conditionnement</b>	50

**Unité de vente :**

50 filtres à seringue