

Désignation

- Filtre millex pfe 25mm 0,2µm

Référence

- 051238

Unité de vente : 50



-
- Membrane Fluoropore Millex-FG
 - Dimension de pores : 0,20 µm
 - Avec raccord de sortie Luer
 - Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
 - Raccords (Entrée/Sortie) Female Luer-Lok/Male Luer Lok
 - Code du filtre FG
 - Raccord d'entrée Luer-Lok® femelle
 - Raccord de sortie Luer-Lok® mâle
 - Code couleur Entrée bleue/sortie bleue
 - Pression d'entrée maximale (bar) 5.2 bar (75 psi)
 - Température d'utilisation maximale 45 °C
 - Soins directs au patient (O/N) N
 - Hauteur 19.7 mm
 - Diamètre 2.5 cm
 - Surface de filtration 3.9 cm²
 - Volume traité 100 mL
 - Volume 100 mL
 - Diamètre du filtre (∅) 25 mm
 - Informations sur les matériaux
 - Chimie : PTFE hydrophobe
 - Matériau du dispositif : PVC