

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	051246B
<b>Désignation</b>	Stericup



### Description :

- ✓ Stericup Quick Release-GP
- ✓ Système de filtration sous vide stérile
- ✓ Unité de filtration de 500 ml Steritop
- ✓ Membrane PES Express PLUS
- ✓ Débit rapide de 0,22 µm
- ✓ Hauteur 263 mm
- ✓ Diamètre 12,5 cm
- ✓ Surface de filtration 40 cm<sup>2</sup>
- ✓ Capacité de l'entonnoir 500 ml
- ✓ Volume du processus 500 MI
- ✓ Volume 500 ml
- ✓ Diamètre du filtre (∅) 73 mm
- ✓ Taille nominale des pores 0,22 µm

### Unité de vente :

12 Stericups

---