

FICHE TECHNIQUE

Référence	051247B
Désignation	Unité de filtration



Description :

- ✓ Unité de filtration complète Stericup Merck Millipore
- ✓ Support en polystyrène
- ✓ Membrane Express Plus (PES) à débit rapide

Certificats :

- ✓ Stérile – stérilisé par irradiation gamma

Caractéristiques techniques :

- ✓ Surface de filtration : 40 cm²
- ✓ Ø du filtre : 73 mm
- ✓ Membrane PES 0,22 µm
- ✓ Température d'utilisation : +45°C max.
- ✓ Volume réceptacle : 1000 ml
- ✓ Volume entonnoir : 500 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 125 x 299 mm
- ✓ En emballage individuel

Unité de vente :

12 Unités de filtration