

FICHE TECHNIQUE

Référence	051267B
Désignation	Unité de filtration



Description :

- ✓ Unité de filtration Steritop
- ✓ Pour filtrer dans des flacons des volumes de 150 ml à 1 l.
- ✓ Protection contre les contaminations
- ✓ Pour tous flacons de col 45 mm
- ✓ Stériles, emballage individuel
- ✓ Support : polystyrène
- ✓ Surface de filtration : 40 cm²
- ✓ Température d'utilisation : 45 °C maximum
- ✓ Volume entonnoir : 250 ml
- ✓ Taille des pores : 0.2 µm

Unité de vente :

12 Unités de filtration