

FICHE TECHNIQUE

Référence	051268B
Désignation	Steritop



Description :

- ✓ Steritop Quick Release-GP
- ✓ En PES
- ✓ Hauteur 148 mm
- ✓ Diamètre 12,5 cm
- ✓ Surface de filtration 40 cm²
- ✓ Capacité de l'entonnoir 500 ml
- ✓ Volume du processus 500 mL
- ✓ Volume 500 ml
- ✓ Diamètre du filtre (∅) 45 mm
- ✓ Taille nominale des pores 0,22 µm

Unité de vente :

12 Stericups
