

FICHE TECHNIQUE

Référence	051270B
Désignation	Flacon stérile 250 ml



Description :

- ✓ Flacon Stericup Quick Release Receiver Merck Millipore
- ✓ En polystyrène
- ✓ Destiné au stockage de fluides stérilisés ou clarifiés
- ✓ Capuchon de sécurité pour une prise sûre
- ✓ Surface d'écriture et/ou d'étiquetage sur le flacon
- ✓ Coloris : transparent avec capuchon bleu

Certificats :

- ✓ Stérile, stérilisé par irradiation gamma

Caractéristiques techniques :

- ✓ Col filetage 45 mm
- ✓ Température d'utilisation max. : 45°C
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Dimensions (ø x h) : 45 x 102 mm

Unité de vente :

12 Flacons stériles