

Désignation

- Stericup quick release HV 150ML durapore PVDF 0,45µm

Référence

- 051284B

Unité de vente : 12



---

Description

- Système de filtration sous vide stérile Stericup Quick Release-HV
- Volume de traitement de 150 ml
- Taille des pores de 0,45 µm
- Membrane PVDF
- Radio-stérilisé
- Raccord d'entrée : Entonnoir
- Raccord de sortie : Flaçon récepteur
- Code Couleur : Transparent avec adaptateur bleu
- Température de fonctionnement maximale 45 °C

