


FICHE TECHNIQUE

Référence	051236
Désignation	Filtre Millex 0,2µm SLFG55010



Description :

- ✓ Filtre 0,2µm non-stérile de 50 mm en PTFE hydrophobe
- ✓ Volume de rétention : 0,1 mL
- ✓ Pression interne maximale : 4,1 bar
- ✓ Diamètre : 50 mm
- ✓ Volume de process : 4000 mL
- ✓ Diamètre de pore : 0,2 µm
- ✓ Hydrophobe
- ✓ Autoclavable
- ✓ Non-stérile

- ✓ Matériel constituant le corps : polypropylène
- ✓ 1 raccord cannelé, 1 raccord NPTM 1/8"
- ✓ Température maximale d'utilisation : 121°C

Unité de vente :

10
