

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	051339
<b>Désignation</b>	Filtres seringue Millex



### Description :

- ✓ Membrane en esther de cellulose
- ✓ Diamètre : 33 mm
- ✓ Porosité : 0,8  $\mu$ m
- ✓ Corps de filtre : acrylique
- ✓ Code couleur : bleu
- ✓ Entrée/sortie : LL/LT
- ✓ Type Millex : Millex-AA
- ✓ Volume : 100 ml

### Unité de vente :

50 Filtres seringue

---