


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	051350
<b>Désignation</b>	Filtre seringue Millex



### Description :

- ✓ Membrane Durapore (PVDF) à très faible adsorption protéique
- ✓ Corps de filtre acrylique
- ✓ Code couleur : jaune

### Certificats :

- ✓ Stérile – stérilisation par rayonnement gamma
- ✓ Référence Merck Millipore : SLHV033RS

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Taille des pores : 0,45 µm
- ✓ Surface de filtration : 4,5 cm<sup>2</sup>
- ✓ Volume maxi : 100 ml
- ✓ Entrée LL / Sortie LT
- ✓ Type Millex : Millex-HV
- ✓ Température d'utilisation max. : +45°C
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 33 x 26 mm

### Unité de vente :

50 Filtres seringue Millex