


## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Référence</b>   | 051366 |
| <b>Désignation</b> | Filtre |



### Description :

- ✓ Filtre à seringue Millex Millipore
- ✓ Membrane Durapore en PVDF, à très faible adsorption protéique
- ✓ Type Millex : Millex-GV
- ✓ Entrée / sortie : LL/LT
- ✓ Corps de filtre : Acrylique
- ✓ Pores : 022 um
- ✓ Diamètre : 33 mm
- ✓ Volume maxi: 100 ml

### Unité de vente :

50 Filtres

---